

Procédure de récupération : VYPE ET ISOGO

A réception, identifier les solutions **VYPE** et/ou **ISOGO** uniquement :



Sur chaque solution, il est inscrit : « **Do not destroy** »

Chaque boîte possède 6 gels : Rose, Vert ou Transparent à restituer également.



Dès votre produit récupéré, mettre la boîte VYPE ou ISOGO de côté avec les gels à l'intérieur.

Scanner le **QR Code** ou Envoyer un e-mail à **logistics@emballiso.com** en indiquant :

- Nom de la boîte et quantité
- Couleur des gels et quantité
- Adresse de récupération + contact (nom, adresse e-mail et téléphone)
- Horaires d'ouverture pour la récupération

Un transporteur se présentera pour récupérer l'emballage rapidement.